

PTCAガイドワイヤー「ASAHI SION blue」を発売開始

～ “ ストレスフリー ” という新たな価値

PTCA治療における様々なシーンで感じたストレスを軽減し、
「理想的なPTCA治療の一連のリズムを妨げない使いやすさ」を追求した
第1選択タイプガイドワイヤーです。～

当社は、2011年3月末より、PTCAガイドワイヤーの新製品「ASAHI SION blue」を、国内にて本格的に発売を開始（全国フルリリース）することになりましたので、お知らせ致します。

今回発売致しました「ASAHI SION blue」は、2009年7月に発売を開始致しました「ASAHI SION」のラインナップ製品として、高い安全性と操作性をもった第1選択タイプのPTCAガイドワイヤーです。ほぼ全てのPTCA治療において使用される第1選択タイプガイドワイヤーに必要とされる「安全性」という最も重要な機能を実現するために、先端部分の柔軟性と滑り性の両面を考慮し設計しております。また「ASAHI SION」の壊れにくいという特徴を継承し、当社グループ独自のコア技術である「トルク性能」により、複雑な手技においても高い操作性を維持することが可能なため、一般的な治療から難易度の高い治療まで、また複数の血管の治療にもお使い頂ける製品となっております。

「ASAHI SION blue」は、2010年9月より国内の一部限定施設において販売を開始しており、既にドクターから高い評価を頂いております。現在、国内のPTCAガイドワイヤーの市場は年間約270千症例（2010年度）と予測しております。ドクターから高い評価を獲得しております「ASAHI SION blue」を本格的に販売開始することにより、更なるマーケットシェアの拡大を図って参ります。

販売の概要

- ・製品名： ASAHI SION blue
- ・販売時期： 2011年3月末（一部限定施設においては2010年9月から販売開始しております）
- ・販売先： セント・ジュード・メディカル 株式会社

主な特長

1. これまでのPTCAガイドワイヤーの製品構造とは異なる、当社独自の加工技術を用いた”Composite core（複合コア）”を採用
2. 非閉塞病変におけるPTCA治療の第1選択PTCAガイドワイヤーとして利用可能な適度な柔軟性
3. 親水性コーティングと疎水性コーティングのハイブリッドコーティングを採用し、操作性を損なわないまま安全性を配慮した設計。
4. 高いトルクパフォーマンスによる血管選択性の向上
5. ワイヤー先端部分の復元性が向上し、複数血管の治療にも利用可能

以上